

## Welche Größe wird benötigt?

Die Kühlkompressionsbandage zieht sich beim Füllen mit Wasser zusammen und wird dadurch „kleiner“, vor allem in der Breite, ein wenig aber auch in der Höhe.


**Die richtige Größe für Ihr Pferd:** Maßgeblich ist der Abstand vom Karpalgelenk zum Boden. So ergibt sich die Größe:

Messen Sie den **Abstand** vom unteren Rand des Karpalgelenks bis zum Boden. Die angelegte Bandage ragt hinten ca. 3 bis 4 cm über den Meßpunkt zwischen Röhrbein und Gelenk nach oben hinaus. Am Boden soll immer noch mindestens 1 cm über dem Boden frei bleiben.

Daraus ergibt sich:

Für die Bandagen-Größe **M medium** muss der Abstand vom Karpalgelenk zum Boden **39 (Minimum) bis 49 cm** betragen.

Für die Bandagen-Größe **L large** muss der Abstand vom Karpalgelenk zum Boden **mindestens 50 cm** betragen.



## Unsere zwei Sets: E-Kühlbox oder Kühlkübel

Die Sets enthalten alles, was Sie für *ein* (linkes oder rechtes) Bein benötigen. Optionen (z.B. Bandage für das jeweils andere Bein) und Ersatzteile können zusätzlich bestellt werden.

### Kühlkompressionsbandage-Set Kühlkübel

Der **Kühlkübel mit Handpumpe** eignet sich besonders für den schnellen und häufigen Einsatz zur Regeneration nach dem Training oder Wettkampf und zur kurzzeitigen Kühlung des Pferdebeins bei Schwellungen, Zerrungen, Prellungen und/oder Entzündungen unterhalb des Karpalgelenks. Da die Wasserschläuche nach der Befüllung mit Wasser abgeklickt werden, kann sich das Pferd frei in der Box bewegen. **Weitere Kühlkompressionsbandagen zur Kühlung mehrerer Beine können zusätzlich erworben werden.**



### Kühlkompressionsbandage-Set E-Kühlbox

Die **E-Kühlbox** wird mit einer leistungsstarken Powerbank geliefert. Das Eis-Wasser wird mittels einer Durchlaufpumpe ständig durch die Kühlkompressionsbandage gepumpt, wodurch zusätzlich ein wohltuender Massageeffekt entsteht. Die Anwendung ermöglicht eine längere Kühldauer, wobei nach einer gewissen Zeit ggf. ein Teil des Wassers ausgewechselt bzw. neues Eis nachgefüllt werden muss. Bei dieser Variante muss das Pferd für die Dauer der Anwendung angebunden werden.



# Bestellung

Name Besteller

Adresse

Telefon & e-Mail

Unterschrift



## Kühlkompressionsbandage

### Set E-Kühlbox

Set besteht aus: E-Kühlbox, Wasserschläuchen mit Körper und Stecker, Gebrauchsanweisung, vetal-Transporttasche für E-Kühlbox mit Rollen, Powerbank mit Ladekabel, Pumpe mit USB-Kabel, Schalter mit USB-Anschlüssen, Wasser-Ablauf-Set und einer Kühlkompressionsbandage der Größe



		Anzahl Set
medium links	1111M-L	<input type="text"/>
oder		
medium rechts	1111M-R	<input type="text"/>
oder		
large links	1111 L-L	<input type="text"/>
oder		
large rechts	1111 L-R	<input type="text"/>

### Optionen E-Kühlbox

	Anzahl
Deckengurt mit Führungsschlaufen (3 kurze und 1 langer Klettgurt)	0170 <input type="text"/>
Schlauchisolierung optional, 2 x 3 Meter	0130 <input type="text"/>

### Ersatz-Teile E-Kühlbox

Kühlbox passiv 26 l	0111 <input type="text"/>
Schlauch mit Körper/Stecker L300, 1 Stück	0122 <input type="text"/>
Ventilverschluss mit Lasche, 1 Stück	0140 <input type="text"/>
vetal-Transporttasche mobil	0151 <input type="text"/>
Powerbank mit Ladekabel	0160 <input type="text"/>
USB-Wasserpumpe	0161 <input type="text"/>
USB-2.0-Kabel mit Ein/Aus-Schalter	0162 <input type="text"/>
Wasser-Ablauf-Set	0123 <input type="text"/>

### Set Kühlkübel

Set besteht aus: Kühlkübel, Wasservorlaufschlauch mit integrierter Handpumpe, Wasserrücklaufschlauch, Gebrauchsanweisung, vetal-Transporttasche für Kühlkübel und einer Kühlkompressionsbandage der Größe



	Anzahl Set
medium links	1110M-L <input type="text"/>
oder	
medium rechts	1110M-R <input type="text"/>
oder	
large links	1110L-L <input type="text"/>
oder	
large rechts	1110L-R <input type="text"/>

### Ersatzteile Kühlkübel

	Anzahl
Kühlkübel	0110 <input type="text"/>
Wasservorlaufschlauch m. int. Handpumpe	0120 <input type="text"/>
Wasserrücklaufschlauch	0121 <input type="text"/>
Ventilverschluss mit Lasche, 1 Stück	0140 <input type="text"/>
vetal-Transporttasche für Kühlkübel	0150 <input type="text"/>
Schlauchanschluss Deckel mit Kontermutter	0141 <input type="text"/>

### Zu beiden Sets passende Optionen



	Anzahl	
Kühlkompressionsbandage	medium links	1120M-L <input type="text"/>
	medium rechts	1120M-R <input type="text"/>
	large links	1120 L-L <input type="text"/>
	large rechts	1120 L-R <input type="text"/>
Isoliergamasche	medium	1130M <input type="text"/>
	large	1130 L <input type="text"/>



vetal | Orthopädietechnik für Tiere by albrecht GmbH  
Chiemseestraße 81 | 83233 Bernau am Chiemsee | Deutschland  
Tel. +49 8051 96129-0 | Fax +49 8051 96129-30 | info@vet-al.de

[www.vet-al.de](http://www.vet-al.de)